



- Cuidados en Ostromía
- Cuidados para incontinencia
- Cuidados Críticos

Catálogo de Productos

Índice

CUIDADO PARA OSTOMÍA

Barreras Cutáneas Hollister	07
Cierre Lock'n Roll	08
Filtro para gases AF300	09

Sistemas de bolsas 1 pieza	
Línea Premier	10 - 11
CeraPlus	12
Bolsas Premier CeraPlus drenables	13

Sistemas de bolsas 2 piezas	
Línea New Image	14 - 18

Línea Pouchkins (pediatría)	19 - 22
Sistema de 1 y 2 piezas para pediatría	

ACCESORIOS PARA OSTOMÍA ADAPT

Utilización desodorante Adapt	24
Anillos planos de hidrocoloide	25
CeraRings anillos planos con Ceramida	25
Anillos convexos de hidrocoloides	26
Anillos convexos ovalados de hidrocoloides	26
Adapt lubricante desodorante	27
Polvo Adapt	27
Pasta Adapt	27



Adapt - Quita adhesivo Médico en Spray	28
Adapt - Toallitas Dermoprotectoras	28
Adapt - Toallitas Removedoras Universales	28
Extensores de barrera CeraPlus™	28
Cinturón para bolsas de ostomía	29
Pinzapara bolsadrenable	29

CUIDADOS PARA CONTINENCIA

InView - Sistema Colector externo de silicona	32-33
Catéteres Intermitentes InstantCath	34-35

CUIDADOS CRÍTICOS

Sujetador para tubo endotraqueal oral Anchor Fast	38
Sujetador para tubo endotraqueal oral SlimFit Anchor Fast	38
Dispositivo de fijación para sondas nasogástricas	38
Colector de drenaje de heridas	38



Nuestra Misión:

Hacer la vida más gratificante y digna para aquellos que usan nuestros productos y servicios.

Cuidados en Ostomía



Barreras Cutáneas


Barreras cutáneas Hollister

■ **CeraPlus**- Las barreras cutáneas **CeraPlus**, con tecnología *Remois, están infusionadas de ceramidas, un lípido natural de la piel que la protege contra la resequedad. Están diseñadas para mantener las propiedades adhesivas y su fórmula ayuda a:

- *Proteger la barrera de humedad natural de la piel.*
- *Mantener la buena salud de la piel periestomal.*
- *Reducir la pérdida de agua transepidérmica de la piel dañada o erosionada.*

■ **SoftFlex** es una barrera cutánea de uso estándar delgada y flexible, que proporciona una adherencia suave y gentil para la piel, diseñada para **cambios frecuentes**.

Ofrece menor resistencia a la erosión sin comprometer la seguridad. Las barreras planas presentan una cantidad de hoyuelos donde el hidrocóloide no tiene contacto con la piel, dando como resultado una mayor protección.



■ **FlexWear** es una barrera cutánea de hidrocóloide de **uso estándar** que proporciona una adherencia moderada y ofrece un buen balance entre durabilidad y suavidad. Diseñadas para ser usadas más de un día. Mantienen su forma en presencia de fluidos como orina o heces líquidas. En los productos para ostomía se presentan con marco adhesivo microporoso e hipoalergénico adicional al hidrocóloide que permite la transpiración y se adaptan al contorno de la piel brindando mayor seguridad, flexibilidad y confort.

■ **Flexend** es una barrera cutánea de hidrocóloide de **uso extendido**.

Es muy durable y ofrece alta resistencia a la erosión en presencia de fluidos como orina o heces líquidas. Se hincha cuando entra en contacto con el líquido para ayudar a formar un sello entre la piel y el estoma. Ofrece una fuerte adhesión y flexibilidad. En los productos para ostomía se presentan con marco adhesivo microporoso e hipoalergénico adicional al hidrocóloide que permite la transpiración y se adaptan al contorno de la piel brindando mayor seguridad y confort.



*Remois is a technology of Alcare Co., Ltd.

Lock'n Roll

Lock'n Roll

Las bolsas **Premier, New Image y Pediátricas** drenables poseen el sistema de cierre integrado Lock'n Roll exclusivo de Hollister. Este sistema consiste en conectores plásticos que se entrelazan entre sí logrando un cierre seguro, confortable y fácil de usar.



Sistema Lock'n Roll, fácil de usar, fácil de drenar, fácil de limpiar y fácil de cerrar.

Cierre de bolsas drenables

Paso 1: Enrolle la punta de la bolsa 3 veces de abajo hacia arriba hasta que la banda de cierre quede hacia el frente.

Paso 2: Baje la aleta transparente superior sobre la banda.

Paso 3: Apriete firmemente desde el centro de la aleta hacia los extremos para cerrar.



Nota: Para aquellos dispositivos que no cuentan con sistema de cierre incorporado, deberá utilizar su correspondiente *Clamp*.



Higiene de bolsas drenables

Para higienizar una bolsa drenable siga los siguientes pasos:

1: Levante la aleta de cierre.

2: Desenrolle las 3 vueltas.

3: Apriete con los dedos los bordes plásticos de la boca hacia adentro.

Esto permitirá drenar el contenido en el inodoro.

4: Para limpiar, continúe apretando la boca de la bolsa con los dedos y limpie su interior con un paño o toalla húmeda.

5: Por último limpie y seque el borde exterior de la bolsa y ciérrela nuevamente.



Filtro para gases AF300

Filtro AF300, última generación en filtros de carbón activado


Mejor control del olor

AF por sus siglas en inglés **“Air Flow”** representan 300 mm² de recorrido que incrementan la superficie de absorción de las moléculas de olor en su salida al exterior.

Puede bañarse / nadar y sentirse seguro

El filtro **AF300** está protegido por una membrana que evita la filtración de líquidos del interior o exterior de bolsa.

Ayuda a reducir el efecto balón en las bolsas



Flujo de aire superior

Línea de productos para **Ostomía**
Sistema de 1 pieza



Línea de productos para **ostomía**

Bolsas cerradas con barrera recortables

- Filtro integrado AF 300
- Barrera cutánea SoftFlex plana
- Películas antiolor y antirruído
- Cubierta ComfortWear construida con tela hipoalergénica suave



Largo bolsa 23 cm

Código	Código	Recortable	Caja x
	82300 Beige	15-55 mm	30 Un
82402 Transparente	82302 Beige	15-65/75 mm (oval)	30 Un

Bolsas drenables con barrera recortables

- Filtro integrado AF 300
- Barrera cutánea SoftFlex plana
- Películas antiolor y antirruído
- Cubierta ComfortWear construida con tela hipoalergénica suave
- Sistema de cierre integrado Lock'n Roll



Largo bolsa 30 cm

Código	Código	Recortable	Caja x
88400 Transparente	88300 Beige	15-55 mm	10 Un
88402 Transparente	88302 Beige	15-65/75 mm (oval)	10 Un

Bolsas para Urostomía con barrera recortables

- Barrera cutánea Flextend plana
- Marco adhesivo microporoso hipoalergénico
- Películas antiolor y antirruído
- Cubierta ComfortWear construida con tela hipoalergénica suave del lado de la piel
- Válvula de desagote y sistema anti-reflujo



Largo bolsa 23 cm

Código	Recortable	Caja x
8460 Transparente	15-64 mm	10 Un

Bolsa para ostomía drenable de una pieza Premier: barrera convexa CeraPlus® – Hollister

Sistema de bolsa drenable de una pieza con barrera cutánea CeraPlus™. Esta barrera que está impregnada de ceramida. La ceramida es un componente natural de la piel humana que ayuda a disminuir la pérdida transepidermica de agua (TEWL) de la piel dañada o erosionada. Está diseñado para mantener las propiedades adhesivas y presenta una formulación diseñada para ayudar a proteger la barrera natural de humedad de la piel y ayudar a mantener una buena salud periestomal de la piel. El cierre integrado Lock 'n Roll™ utiliza sujetadores de plástico entrelazados para crear un cierre seguro en la parte inferior de la bolsa.

El filtro AF 300 permite la liberación lenta de los gases de la bolsa y su desodorización.

Las bolsas opacas o beige cuentan con una apertura/bolsillo para poder visualizar el interior de la bolsa cuando sea necesario.

Características

- Barrera cutánea CeraPlus™ Convexa o Convexa suave (uso extendido)
- Con borde adhesivo microporoso
- Barreras cutáneas recortables
- Bolsas con paneles ComfortWear contruidos con tela hipoalergénica suave.
- Cierre integrado Lock'nRoll™ microseal
- Con lengüetas para cinturón de ostomía
- Longitud de las bolsas 30 cm
- No está hecho con látex de caucho natural

Línea de productos para **ostomía**

- Filtro integrado AF300 en los modelos 89111 – 89511 – 89611
- Barreras cutáneas recortables
- Barrera cutánea CeraPlus™ Convexa o Convexa suave (uso extendido)
- Bolsas con paneles ComfortWear construidos con tela hipoalergénica suave.



Largo bolsa 30 cm

Código	Color	Recortable	Filtro	Caja x	Barrera
89811	Ultra clara	15-51 mm	No	5 Un	Convexa
89111	Beige (opción de visualización)	15-51 mm	Si	5 Un	Convexa
89511	Beige (opción de visualización)	15-55 mm	Si	5 Un	Convexa Suave
89611	Ultra Clara	15-55 mm	Si	5 Un	Convexa Suave



Cuidados en Ostomía
Piel sana. Óptimos resultados.

New Image

Línea de productos para
Ostomía
Sistema
de 2 piezas


 Hollister®

New Image

Sistema de identificación por colores

Para ayudarlo a seleccionar los componentes del Sistema de Dos Piezas la etiqueta de cada caja de productos **New Image** está identificada con un color.

Una vez que haya elegido la barrera cutánea **New Image**, seleccione una bolsa que corresponda con el color marcado en la etiqueta de la caja.



Barreras Cutáneas

Amplia variedad de opciones que satisfacen las necesidades individuales de cada persona ostomizada.

- Disponible en barreras planas y convexas recortables.
- Diseñado con **aro flotante** para evitar presionar la región abdominal (en especial en el período post operatorio) al acoplar la barrera con la bolsa.
- Es de bajo perfil y altamente flexible, posee un sistema de acople que permite unir la bolsa y la barrera con una ligera presión entre ellos. Basta escuchar el “click” para que la barrera y la bolsa tengan un ensamble seguro.
- Barreras con marco adhesivo microporoso e hipoalergénico adicional al hidrocoloide que permite la transpiración.
- Flexibilidad que adapta al contorno de la piel.
- Convexidad moderada que garantiza un manejo perfecto en el 90% de las situaciones clínicas requeridas.



Barreras cutáneas CeraPlus planas recortables

CeraPlus (uso extendido), infusionadas con ceramidas

- Marco adhesivo microporoso hipoalergénico
- Aro flotante de bajo perfil con punto de cierre central
- No contiene Látex

Código	Aro de acople	Recortable hasta	Caja x	
● 11202	44mm	32mm	5 Un	Plana
● 11203	57mm	44mm	5 Un	Plana
● 11204	70mm	57mm	5 Un	Plana

Barreras cutáneas CeraPlus convexas recortables

CeraPlus (uso extendido), infusionadas con ceramidas

- Marco adhesivo microporoso hipoalergénico
- Aro flotante de bajo perfil con punto de cierre central
- No contiene Látex

Código	Aro de acople	Recortable hasta	Caja x	
● 11402	44mm	25mm	5 Un	Convexa
● 11403	57mm	38mm	5 Un	Convexa
● 11404	70mm	51mm	5 Un	Convexa

Barreras cutáneas planas recortables

- Construidas en hidrocoloide **Flextend** (uso extendido)
- Marco adhesivo microporoso hipoalergénico
- Aro flotante de bajo perfil con punto de cierre central
- Embalaje con código de colores para facilitar la identificación

Código	Aro de acople	Recortable hasta	Caja x	
● 14602	44mm	32mm	5 Un	Plana
● 14603	57mm	44mm	5 Un	Plana
● 14604	70mm	57mm	5 Un	Plana
● 14606	102mm	89mm	5 Un	Plana



Barreras cutáneas convexas recortables

- Construidas en hidrocoloide **Flexend** (uso extendido)
- Marco adhesivo microporoso hipoalergénico
- Aro flotante de bajo perfil con punto de cierre central
- Embalaje con código de colores para facilitar la identificación



Código	Aro de acople	Recortable hasta	Caja x	
● 14802	44mm	25mm	5 Un	Convexa
● 14803	57mm	38mm	5 Un	Convexa
● 14804	70mm	51mm	5 Un	Convexa

Línea de productos para **ostomía**

Bolsas Drenables

- Filtro integrado AF 300
- Películas antiolor y antirruido
- Cubierta ComfortWear construida con tela hipoalergénica suave del lado de la piel
- Sistema de cierre integrado Lock'n Roll
- Presillas para cinturón
- Embalaje con código de colores para facilitar la identificación



Largo bolsa 30 cm

Código	Código	Aro de acople	Caja x
● 18192 Transparente	18182 Beige	44mm	10 Un
● 18193 Transparente	18183 Beige	57mm	10 Un
● 18194 Transparente	18184 Beige	70mm	10 Un
● 18006 Ultra Transparente		102mm	10 Un

Bolsas cerradas

- Filtro integrado AF 300
- Películas antiolor y antirruido
- Cubierta ComfortWear construida con tela hipoalergénica suave en ambas caras
- Presillas para cinturón
- Embalaje con código de colores para facilitar la identificación



Largo bolsa 23 cm

Código	Aro de acople	Caja x
● 18372-30 Beige	44mm	30 Un
● 18373-30 Beige	57mm	30 Un
● 18374-30 Beige	70mm	30 Un

Bolsas de urostomía

- Películas antiolor y antirruido
- Cubierta ComfortWear construida con tela hipoalergénica suave del lado de la piel
- Presillas para cinturón
- Válvula de desagote
- Sistema antirreflujo
- Embalaje con código de colores para facilitar la identificación



Código	Aro de acople	Caja x
● 18422 Ultra Transparente	44mm	10 Un
● 18423 Ultra Transparente	57mm	10 Un



Pouchkins

Sistema de bolsa de una y dos piezas

Cuidados en Ostimía
Piel sana. Óptimos resultados.

Pouchkins

Línea de productos para **Pediatría**

Sistema de 1 pieza

Newborn®

NUEVO

Sistema de 1 pieza

- Bolsa drenable con tapón de drenaje en la parte inferior
- Barrera cutánea **SoftFlex® plana** (uso estándar)
- Sin marco adhesivo
- Barrera cutánea sin orificio inicial
- Cierres de alambre suaves incluidos
- No está hecho con látex de goma natural

Código	Recortable	Longitud
3778 Ultra Clara	Hasta 35 x 22 mm	16 cm

Presentación:

Cada caja contiene:

- 15 bolsas Ultra claras
- 15 varillas de cierre
- 15 barreras cutáneas **SoftFlex® planas**



Pouchkins

Línea de productos para **Pediatría**

Sistema de 1 pieza

Premie

Bolsa para recién nacido pretérmino y/o de bajo peso

- Puede utilizarse como bolsa cerrada o drenable
- Barrera cutánea **SoftFlex® plana**
- Recortable a 15 mm-Sin orificio de inicio
- Sin filtro integrado
- Película antiolor
- Varilla adhesiva para cierre (Suave)



Código	Recortable	Caja x
● 3777 Ultra Clara	15 mm	15 Un

Sistema de 1 pieza Bolsas drenables con barrera recortable

- Barrera cutánea **SoftFlex® plana**
- Filtro integrado AF 300
- Películas antiolor y antirruído
- Cubierta ComfortWear construida con tela hipoalergénica suave del lado de la piel
- Sistema de cierre integrado Lock'n Roll.



Largo bolsa 18 cm

Código	Recortable	Caja x
3795 Transparente	51mm	10 Un

Pouchkins

Sistema de 2 piezas Bolsas drenables

- Películas antiolor y antirruido
- Cubierta ComfortWear construida con tela hipoalergénica suave del lado de la piel
- Sistema de cierre integrado Lock'n Roll
- Presillas para cinturón
- Embalaje con código de colores para facilitar la identificación



Largo bolsa 16 cm

Código	Aro de acople	Caja x
● 3799 Transparente	44mm	10 Un

Barrera cutánea recortables

- Construidas en hidrocoloide **SoftFlex plana**
- Aro flotante de bajo perfil con punto de cierre central
- Embalaje con código de colores para facilitar la identificación



Código	Aro de acople	Recortable hasta	Caja x
● 3761	44mm	32mm	5 Un



**Línea de
Accesorios**

Lubricante y Desodorante para bolsas de Ostomía

Lubricación

- Facilita el vaciado de bolsas drenables
- Evita la estática entre las dos caras de la bolsa

Desodorante

- Neutraliza el olor. No lo enmascara
- No contiene perfume

Prolonga la vida útil del filtro. No mancha la ropa

Fácil de usar, en dos sencillos pasos



Vierta el contenido del sobre o agregue entre 5 y 8 ml aproximadamente de **Adapt Lubricante Desodorante** dentro de la bolsa.

Frote las paredes de la bolsa para que el líquido se esparza en su interior en forma pareja.



Presentaciones:

Sachet de 8 ml desechable con pico pre-cortado que facilita su aplicación en cualquier lugar

Botella x 236 ml con práctico pico vertedor



En caso de utilizar bolsas drenables, repita el procedimiento cada vez que vacíe su bolsa.

Precaución: No aplicar Lubricante y Desodorante Adapt sobre la barrera cutánea ya que reduce su adherencia.

Accesorios

Línea de accesorios para **ostomía**

Adapt anillos planos de hidrocoloide

Para uso con dispositivos de 1 ó 2 piezas para ostomía. Anillos **planos** de hidrocoloide **Flextend M**, no estéril. Flexibles, pueden ser moldeados y/o cortados. Favorecen el ajuste perfecto del dispositivo de ostomía indicado.



Código	Medida	Caja x
7805	48 mm	10 Un
7806	98 mm	10 Un

Adapt CeraRing - anillos planos con ceramida

Los anillos **Adapt CeraRings**, con tecnología Remois* están infusionados con ceramidas. Las ceramidas ayudan a proteger la barrera de humedad natural de la piel y a prevenir la pérdida de agua que puede provocar daños y sequedad.

Están diseñados para ayudar a mantener una piel sana y proporcionar un ajuste personalizado.

Ayudan a prevenir fugas y complicaciones de la piel periestomal.



Código	Medida	Caja x
8805	Plano	10 Un
8815	Plano Slim	10 Un (delgado)


*Remois is a technology of Alcare Co., Ltd.



Accesorios

Línea de accesorios para **ostomía**

Adapt anillos convexos de hidrocoloide

Para uso con dispositivos de 1 ó 2 piezas para ostomía. Anillos **convexos** de hidrocoloide **Flextend** (uso extendido), no estéril. Flexibles, pueden ser moldeados y/o cortados. Favorecen el ajuste perfecto del dispositivo de ostomía indicado.



Código	Medida	Caja x
79520	20 mm	10 Un
79530	30 mm	10 Un
79540	40 mm	10 Un

Adapt anillos convexos ovalados de hidrocoloide

Para uso con dispositivos de 1 ó 2 piezas para ostomía

Código	Medida	Puede estirarse hasta	Caja x
79601	22 x 38 mm	27 x 43 mm	10 Un
79602	30 x 48 mm	35 x 53 mm	10 Un
79603	38 x 56 mm	43 x 61 mm	10 Un



Accesorios

Línea de accesorios para **ostomía**

Adapt lubricante desodorante para bolsas de ostomía

- Gel fluido, incoloro e inodoro para lubricación y eliminación de los olores
- Neutraliza el olor. No lo enmascara
- No contiene perfume
- Prolonga la vida útil del filtro



Código	Presentación	Caja x
78500	Frasco x 236 ml	1 Un
78501	Sachet x 8 ml	50 Un

Polvo Adapt

Hidrocoloide en polvo microgranulado protector de la piel. Presentación en frasco plástico transparente que permite visualizar el producto.

Código	Contenido	Caja x
7906	28gr	1 Un



Pasta Adapt

Barrera de resina sintética protectora de la piel en pasta. Compuesta por hidrocoloides. Acondicionada en tubos plásticos para facilitar la aplicación.

Código	Presentación	Caja x
79300	Tubo x 60 gr	1 Un
79301	Tubo x 14 gr	20 Un



Accesorios

Línea de accesorios para **ostomía**



Adapt - Quita adhesivo Médico en Spray

El Quita Adhesivo Médico Adapt™ en Spray está hecho a base de silicona, es una formulación sin alcohol que brinda una solución eficaz para retirar adhesivos (barreras cutáneas) sin la irritación que ocasionaría el alcohol. No contiene CFC y puede utilizarse en cualquier ángulo (360°)

Código	Presentación	Caja x
7737	Tubo x 50ml	1 unidad

Adapt - Toallitas Dermoprotectoras

Fórmula mejorada para el cuidado de la piel periestomal, con aloe vera. Nuestra Toallita Dermoprotectora Adapt™ de nueva generación está diseñada para aplicarse fácilmente y contribuir al cuidado de la piel y la comodidad del paciente.

Código	Presentación
7917	Envases x 50 toallitas

Adapt - Toallitas Removedoras Universales

Hecho a base de silicona y libre de alcohol, este producto apto para la piel ayuda a quitar los residuos adhesivos.

Se evapora rápido y permite que la piel reciba un nuevo sistema de bolsa.

Código	Presentación
7760	Envases x 50 toallitas

Extensores de barrera CeraPlus™

Están impregnados de ceramida para proteger la piel y brindar una sensación adicional de seguridad al enmarcar la barrera cutánea con un adhesivo hidrocoloide delgado y flexible.

Código	Presentación
79402	Envases x 30 unidades



Accesorios

Línea de accesorios para **ostomía**

Cinturón Adapt para bolsas de ostomía

Cinturones ajustables para las bolsas de ostomía.

Código	Tamaño	Caja x
7300 Beige	Medio (58-109 cm)	1 Un
7299 Beige	Grande (86-165 cm)	1 Un



Pinza para bolsas drenables

Construídas en plástico resistente y flexible.
Capa antirruído.

Código	Caja x
8770 Beige	20 Un





**Línea
cuidado para
continencia**



Cuidado para continencia

InView® Sistema Colector externo de silicona



Para Incontinencia Urinaria Masculina

- Silicona suave y transpirable está diseñada para no irritar la piel y puede ser plegada para un ajuste personalizado.
- Material transparente que permite monitorear las condiciones de la piel mientras el catéter permanece en su lugar.
- El adhesivo apto para la piel, ayuda a prevenir desprendimientos accidentales.
- Disponible en distintos diámetros, de longitud regular y adhesivo de uso diario.
- La punta biselada se ajusta a la mayoría de los recolectores de orina ya sea nocturnos o ambulatorios, ayudando a garantizar una conexión segura.
- No contiene látex de caucho natural.

Cómodo, seguro y confiable.

Descripción	Medidas	Código	Unid. x Caja
InView® Catéter externo de silicona autoadhesivo	25 mm / Estándar	97225	30 Un.
InView® Catéter externo de silicona autoadhesivo	29 mm / Estándar	97229	30 Un.
InView® Catéter externo de silicona autoadhesivo	32 mm / Estándar	97232	30 Un.
InView® Catéter externo de silicona autoadhesivo	36 mm / Estándar	97236	30 Un.
InView® Catéter externo de silicona autoadhesivo	41 mm / Estándar	97241	30 Un.
Hollister® Sujetador elástico para bolsas de pierna	Estandar ajustable 58 cm	9343	3 pares
Hollister® Tubo de Drenaje con Conector (No estéril)	Oval de 46 cm	9345	10 Un.
Hollister® Bolsa Urinaria de pierna (Estéril)	900 ml	9805	10 Un.
Hollister® Bolsa Urinaria de pierna (Estéril)	540 ml	9814	10 Un.

Bolsa urinaria, Conector y Sujetador para pierna

Las bolsas para pierna Hollister mantienen un perfil bajo ya que se ajustan discretamente a la pierna con bordes suaves y plegables.

1- Adaptador escalonado

Asegura la fijación del tubo conector.

2- Película de PVC (Libre de DEHP)

Material suave y confortable.
Pliegues para mayor discreción.

3- Válvula Antirreflujo

Evita el retorno de la orina.

4- Botones para sujeción

Suaves, seguros y discretos.

5- Válvula de drenaje


Cómodo drenaje, fácil de operar,
requiere mínima destreza.

6- Tubo extensor con conector

Discreto y flexible para una mayor
comodidad.

7- Sujetadores elásticos para pierna

Ajustables a la medida de cada pierna
para un mayor confort, limitando el
movimiento de la bolsa.



InstantCath

100% de protección sin tocar.
Lo que toques no tocará el catéter.

Catéter Intermitente **Estéril-Prelubricado-Listo para usar**



Características & Beneficios



Sujetador ergonómico antideslizante:

Permite sujetar el catéter de forma segura, evitando tocarlo durante la inserción. Ayuda a dirigir el catéter con mayor precisión favoreciendo la comodidad y distribuyendo el gel de forma uniforme.

Funda de protección especialmente diseñada para no tocar el catéter:

Solo debe abrirse por las puntas de manera de liberar el conector y el sujetador antideslizante.

La funda cuenta con muescas para una apertura fácil, incluso para personas con movilidad reducida. No se debe sacar el catéter de la funda para evitar tocarlo.

La funda está diseñada para poder deslizar el catéter de forma segura durante la inserción, brindando una barrera de protección contra gérmenes externos, lo que reduce significativamente la posibilidad de infecciones urinarias.

Gel lubricante:

Es un gel viscoso, transparente y soluble en agua. Facilita la inserción y retiro del catéter de forma suave, evitando traumatismos en el epitelio uretral. No requiere ninguna preparación previa.

Catéter:

Hecho de PVC siliconado, no contiene látex de goma natural.

Punta Nelaton ahusada cuenta con orificios biselados y termopulidos: Favorece la inserción y retiro, incluso ante estrechamientos o irregularidades uretrales, evitando daños en el epitelio uretral

Conector:

Drenaje de la orina.

Puede conectarse a una bolsa de orina, favoreciendo la independencia y calidad de vida del usuario.

InstantCath

100% de protección sin tocar.
Lo que toques no tocará el catéter.

Catéter Intermitente **Estéril-Prelubricado-Listo para usar**


Composición cualitativa

- ✓ **Catéter 100% sin Tocar**
Ayuda a reducir las infecciones urinarias.
Hecho de PVC siliconado, no contiene látex de goma natural.
- ✓ **Sujetador antideslizante:**
Mayor control y precisión durante la inserción del catéter.
- ✓ **Gel lubricante viscoso:**
Mayor suavidad y protección durante la inserción y retiro del catéter.
No requiere ninguna preparación previa.



Referencias disponibles

	Medida	Longitud	Punta	Código Color	Código	Caja x
Masculino						
	10 Ch	40 cm	Nelaton	●	9670	25 Un.
	12 Ch	40 cm	Nelaton	●	9671	25 Un.
	14 Ch	40 cm	Nelaton	●	9672	25 Un.
	16 Ch	40 cm	Nelaton	●	9673	25 Un.
Femenino						
	10 Ch	20 cm	Nelaton	●	9674	25 Un.
	12 Ch	20 cm	Nelaton	●	9675	25 Un.
	14 Ch	20 cm	Nelaton	●	9676	25 Un.
Pediátrico						
	6 Ch	40 cm	Nelaton	●	9677	25 Un.
	8 Ch	20 cm	Nelaton	●	9678	25 Un.



Cuidados Críticos



Cuidados Críticos

Línea de Cuidados Críticos

Sujetador para tubo endotraqueal oral AnchorFast

- Mantiene fijos los tubos endotraqueales orales (5-10 mm)
- El adhesivo hidrocoloide **FlexTend** se adhiere a las mejillas, eliminando el uso de cinta adhesiva y su recambio frecuente
- Su pinza movable permite reubicar y sostener los tubos de forma segura
- Simplifica el acceso para el cuidado oral
- Banda de cuello acolchada, ajustable y fácil de asegurar
- Empacado individualmente.
- Libre de látex



Código	Medidas de tubos	Caja x
9799	5-10 mm	12 Un
9787 (AnchorFast SlimFit)	5- 8 mm	12 Un

Dispositivo de fijación para sondas nasogástricas

- Mantiene fijas las sondas de alimentación/succión
- Adhesivo hidrocoloide **FlexWear** en forma de mariposa que se ajusta a la nariz del paciente.
- Pieza giratoria única que elimina la presión de los orificios nasales.
- Libre de látex



Código	Medidas de tubos	Caja x
9786	5 - 18 Fr	20 Un (alimentación)

Colector de drenaje de Heridas

- Indicado para drenaje de heridas, fístulas o drenaje de tubos.
- Barrera cutánea de hidrocoloide **FlexWare** (Standard Ware)
- No estéril
- Películas anti-olor
- Tapa de acceso que permite acceder a la herida y volver a cerrar
- Válvula de desagote



Código	Descripción	Caja x
9776	Mediano (Heridas hasta 9,5 cm)	10 Un
9778	Grande (Heridas de hasta 10 x 20 cm)	3 Un

Hollister y su logotipo, Hollister, Premier, InView, CeraPlus, CeraRings, NewBorn, New Image, Pouchkins, FlexTend, FlexWear, SoftFlex, Lock'n Roll, AF300, ConfortWear, Adapt, AnchorFast, e InstantCath son marcas registradas de Hollister Incorporated, Libertyville Illinois USA.
"Cuidados en Ostomía. Piel Sana. Óptimos resultados."
son marcas de servicio de Hollister Incorporated.

© 2024 Hollister Incorporated.

Última actualización Noviembre 2024



Ante cualquier duda consulte nuestra
página web o llame gratis al

0800-444-4655

Importado y distribuido en Argentina por **SynergyMed S.A.**
Ciudad de la Paz 1965-2° C (1428) Buenos Aires, Argentina
Tel: +54 11-4786-9387

www.synergymed.com.ar

